

WEITERE INFORMATIONEN AUF
WWW.VACUUBRAND.COM



BVC-Zubehör auf einen Blick



ZUBEHÖR FÜR FLÜSSIGKEITS-ABSAUGSYSTEME
BVC BASIC, BVC CONTROL UND BVC PROFESSIONAL

vacuubrand

Vakuumtechnik im System

ZUBEHÖR FÜR FLÜSSIGKEITS-ABSAUGSYSTEME BIOCHEM-VACUUCENTER

Die kompakten BioChem-VacuCenter bieten die optimale Lösung zum sicheren, sensiblen und effizienten Absaugen von Flüssigkeitsüberständen in biologischen und Zellkulturlaboren. Diese Systeme sind entweder mit einer vakuumfesten, autoklavierbaren 4l-PP-Flasche oder für das Arbeiten mit aggressiven Desinfektionsmitteln wie Chlorbleiche mit einer 2l-Borosilikat-Glasflasche erhältlich. Sie sind für den Anschluss eines zweiten Absaughandgriffs vorbereitet. Für die Anpassung Ihres BVC an Ihr Arbeitsumfeld steht ein umfangreiches Zubehörprogramm zur Verfügung:

<p>Handgriff VHC^{pro} NEU</p> <p>ergonomisch geformter, leichter Absaughandgriff mit durchgängigem 2,5m langem Saugschlauch, einstellbar auf Dauersaugen, autoklavierbar.</p>  <p style="text-align: right;">688061</p>	<p>BVC shuttle</p> <p>fahrbares Untergestell für die BVC-Modelle control und professional, erleichtert das Herausfahren aus der Sicherheitswerkbank für Reinigung und Flaschenwechsel.</p>  <p style="text-align: right;">696880</p>
<p>Tischständer VHC^{pro} NEU</p> <p>bequeme und stabile Ablage für den bestückten Handgriff VHC^{pro} während der Arbeit mit den Zellkulturen.</p>  <p style="text-align: right;">635680</p>	<p>Sammelflasche aus Polypropylen (PP)</p> <p>4l-Auffangflasche mit hoher Chemikalienbeständigkeit, spezieller Verteilerkopf für minimierte Aerosol- und Schaumbildung.</p>  <p style="text-align: right;">635810</p>
<p>Spitzenabwerfer VHC^{pro} NEU</p> <p>Adapter für Pipettenspitzen 2 – 200 µl mit Spitzenabwerfer.</p>  <p style="text-align: right;">635638</p>	<p>Sammelflasche 2l Glas</p> <p>Auffangflasche aus Borosilikat-Glas mit sehr hoher Chemikalienbeständigkeit und Kunststoffbeschichtung (außen) als Splitterchutz.</p>  <p style="text-align: right;">635809</p>
<p>Ausbausatz für zweiten VHC/VHC^{pro}</p> <p>Schlauchwelle und Einleitrohr für minimierte Aerosol- und Schaumbildung (VHC/VHC^{pro} nicht enthalten).</p>  <p style="text-align: right;">699943</p>	<p>Adapter für 2l-Glasflasche</p> <p>Halterung für 2l-Glasflasche in den Pumpeinheiten BVC control oder BVC professional.</p>  <p style="text-align: right;">635839</p>
<p>Schnellkupplung VHC/VHC^{pro} - Flasche</p> <p>Schnellverschlusskupplung aus PVDF mit Adapter zum Anschluss eines VHC/VHC^{pro} an eine Sammelflasche. Auch als Ausbausatz anstelle 699943 verwendbar.</p>  <p style="text-align: right;">635807</p>	<p>Ersatzschlauch VHC/VHC^{pro}</p> <p>Silikonschlauch (Meterware).</p>  <p style="text-align: right;">636156</p>
<p>Schnellkupplung Flasche - Pumpeinheit</p> <p>Schnellverschlusskupplung aus PVDF zum Anschluss einer Sammelflasche an eine Pumpeinheit BVC oder BVC basic.</p>  <p style="text-align: right;">635808</p>	<p>Schutzfilter 0.2 µm</p> <p>hydrophober Schutzfilter mit Porenweite 0.2 µm, zum Schutz der Pumpeinheit und der Umgebung, 20-fach autoklavierbar.</p>  <p style="text-align: right;">638266</p>